

# EO-Flussmittelpaste „FP-260“

Kat.-Nr. 2998

Zum Hand- und Reparaturlöten, zur Aktivierung von Selektiv-Miniwellen



## Kundenmehrwert

- Sehr hohe Aktivierung
- Halogenfrei
- Sehr gutes Lötverhalten

Abbildung kann vom Original abweichen.

## Technische Daten:

- Dichte: ca. 1,0 g/cm<sup>3</sup>
- Sehr hoher Feststoffgehalt
- Aktivatoren: Di Carbonsäuren
- Anteile von Synthetikharz

## Anwendungsverfahren (empfohlen)

- ▶ Hand- und Reparaturlöten
- ▶ Verzinnen
- ▶ Spezialanwendungen

Standard-Packungseinheiten (Inland):  
Spritzen (incl. Dosierspitze und Verschluss) mit 5 ml oder 10 ml